

ELCURE 1000

※ 이 제품은 '의료기기'이며 사용설명서 상의 '주의사항'과 '사용방법'을 잘 숙지하고 사용하십시오.

고전압 미세 전류를 발생



프로브(핸드피스)를
통해 인체에 인가



혈액 순환의 개선



전위발생기

ELCURE 1000 (엘큐어 1000)



ELCURE 1000

전위발생기

품목명 | 전위발생기

모델명 | ELCURE 1000 (엘큐어 1000)

품목등급 | 2등급

사용목적 | 인체에 교류 전계를 가하여 혈액 순환의 개선 등에 사용하는 기구

사용방법/주의사항 | 사용설명서 참조

제조일자/제조번호 | 제품 라벨 참조

정격전압 | AC 220 V / 60 Hz

소비전력 | 40 VA

전기 충격에 대한 보호형식 및 보호정도 | 1급 기기, BF형 기기

■ 보관방법

① 보관 환경조건

- (1) 온도: $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
- (2) 습도: 10 %R.H ~ 90 %R.H
- (3) 대기압: 70 kPa ~ 106 kPa

② 동작 환경조건

- (1) 온도: $10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$
- (2) 습도: 30 %R.H ~ 75 %R.H
- (3) 대기압: 80 kPa ~ 106 kPa

■ 구성품



본체



핸드피스



핸드피스 케이블




통전전극



페달스위치



전원케이블



사용설명서

■ 적용분야

 통증클리닉	 재활의학과	 신경외과	 정형외과
 스포츠의학과	 요양병원	 한방전문병원	 기타 물리치료를 요하는 곳



■ 엘큐어 1000 장점

1 출력레벨 모니터 디스플레이



2 과전류 자동 차단



3 노 페달 자동감지 프로브



4 이동편의성

6 쉽고 간단한 조작

5 미려한 디자인

7 절연 플라스틱 케이스